

## Gentle Skin® grip

Unser griffigster Latexhandschuh /  
Our most grippy latex glove



### Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1221GRIP-XS	Extra-Small	min. 240	< 80	02470253
1221GRIP-S	Small	min. 240	80 ± 10	02470282
1221GRIP-M	Medium	min. 240	95 ± 10	02470299
1221GRIP-L	Large	min. 240	110 ± 10	02470307
1221GRIP-XL	Extra-Large	min. 240	> 110	02470313

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	min. 0.08
Handfläche / Palm	min. 0.11
Finger / Finger	min. 0.12

Bruchkraft / Force at break	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 6 N	AQL 1,5

### Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung / Product description** Latexuntersuchungshandschuh, puderfrei, unsteril, texturiert, mit Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /  
Latex examination glove, powder-free, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only

**Inhaltsstoffe / Ingredients** Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Titandioxid, Antioxidantien, Acrylpolymerbeschichtung /  
Natural Rubber Latex, sulphur, zinc oxide, zinc diethyl dithiocarbamate, zinc dibutyl dithiocarbamate, titanium dioxide, antioxidants, acrylic polymer coating  
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /  
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams

**Haltbarkeit / Shelf life** 3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /  
3 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Verpackung / Packaging** 100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton /  
100 pcs. per package; 10 packages per carton


**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**


---

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425	
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3/ -4 EN 374-1 / -2 / -4 / -5; EN 16523-1; EN 420:2003+A1:2009	
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016	
Warnungen / Cautions	Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann / This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions	

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).